


LABORHITS

Mehrzweck-Rack

Für 5 ml, 15 ml und 16 mm-Röhrchen

Höhenverstellbar

Autoklavierbar



Dieses Mehrzweck-Rack ist flexibel gestaltet um 20 x 5 ml und 20 x 15 ml Röhrchen oder 40 x 5 ml bzw. 40 x 15 ml Röhrchen aufzunehmen.

Zusätzlich kann das Rack auch Blutsammelröhrchen oder Reagenzgläser mit einem Durchmesser bis 16 mm aufnehmen. Das Rack verfügt über zwei Ebenen um sich den unterschiedlichen Gefäßhöhen anzupassen. Die Ebenen können mit Leichtigkeit gedreht und so in der Höhe verstellt werden, wodurch die große Flexibilität erreicht wird.



Einzigartiges Tropfenform-Design der Öffnungen (obere Ebenen) für eine bessere Aufnahme und Stabilität der Röhrchen. Ergonomische Griffe für den Transport. Aufgedrucktes Raster erleichtert die Identifikation der Proben.

Abmessungen (L x B x H): 309 x 107 x 77 mm

Anzahl Stellplätze	Für Ø Röhrchen mm	Farbe	VE	Bestell Nr.
40	16	grün/blau	1	6.281 157
40	16	violett/natur	1	6.281 249