

LABORHITS

Kleinzentrifuge Z 207 A



Eigenschaften

- Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige
- Deckelverriegelung
- Aktive Unwuchterkennung und -abschaltung
- Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z.B. IEC 61010
- Geräuschpegel unter 60 dBA bei max. Drehzahl
- Adapter für Rörhrchen mit geringerem Volumen erhältlich
- „Quick“-Taste für Kurzläufe
- 99 komplette Läufe speicherbar



Ideal für geringe Probemengen

Einfache Handhabung

Die Kleinzentrifuge Z 207 A für 8 x 15 ml Rörhrchen ist ideal für den Einsatz bei geringen Probemengen. Die übersichtliche Bedienoberfläche mit „Touch“-Funktion ist besonders komfortabel in der Handhabung, auch beim Arbeiten mit Handschuhen.

Spezifikationen

Max. RZB: 4445 x g
Max. Drehzahl: 6800 min⁻¹
Max. Beladung: 8 x 15 ml
Timer: bis 59 min 50 s/10 s Schritte, bis 99 h 59 min/1 min Schritte
Leistungsaufnahme: 50 W
Abmessungen (B x T x H): 280 x 350 x 240 mm
Gewicht: 8 kg
Netzanschluss: 100-230 V, 50/60 Hz

Beschreibung	VE	Bestell Nr.
Kleinzentrifuge Z 207 A, ohne Rotor	1	6.290 913
Kleinzentrifuge Z 207 A inkl. Winkelrotor 8 x 15 ml	1	7.971 698
Winkelrotor 8 x 15 ml	1	6.290 914
Adaptersatz für 7 ml Rörhrchen	2	6.225 844
Adaptersatz für 5 ml Rörhrchen	2	6.225 439
Adaptersatz für 1,5 ml Rörhrchen	6	6.261 823