

LABORHITS

Proben-Sammelkarten GenCollect™ und GenSaver™

Die Karten sind für das Sammeln, den Transport und die Lagerung von biologischen Flüssigkeiten bei Raumtemperatur bestimmt. Geeignet für: Blut, Speichel, Schleimhautzellen, Urin, Sperma, Pflanzenextrakte.

GenCollect™: Konservierung von DNA bei Umgebungstemperatur für bis zu 1 Jahr

GenCollect™ 2.0: Konservierung von DNA bei Umgebungstemperatur für bis zu 1 Jahr, Zell lysierende und antimikrobielle Eigenschaften

GenSaver™: Konservierung von DNA bei Umgebungstemperatur für bis zu 20 Jahren

GenSaver™ 2.0: Konservierung von DNA bei Umgebungstemperatur für bis zu 20 Jahren, Zell lysierende und antimikrobielle Eigenschaften

Jeder Produkttyp ist in farbigen und farblosen Formaten erhältlich.



GenCollect™	125	4 Spots, für Blut	25	6.272 448
GenCollect™	125	2 Spots, für Blut	25	6.272 449
GenCollect™	125	1 Spot, für Blut	25	6.272 450
GenCollect™ Color	70	4 Spots, für klare Flüssigkeiten	25	6.272 451
GenCollect™ Color	70	2 Spots, für klare Flüssigkeiten	25	6.272 452
GenCollect™ Color	70	1 Spot, für klare Flüssigkeiten	25	6.272 453
GenCollect™ 2.0	125	4 Spots, für Blut, inkl. Lysemittel	25	6.272 454
GenCollect™ 2.0	125	2 Spots, für Blut, inkl. Lysemittel	25	6.272 455
GenCollect™ 2.0	125	1 Spot, für Blut, inkl. Lysemittel	25	6.272 456
GenCollect™ Color 2.0	70	4 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Lysemittel	25	6.272 457
GenCollect™ Color 2.0	70	2 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Lysemittel	25	6.272 458
GenCollect™ Color 2.0	70	1 Spot, für klare Flüssigkeiten, inkl. Lysemittel	25	6.272 459
GenSaver™	125	4 Spots, für Blut, inkl. Stabilisator	25	6.272 460
GenSaver™	125	2 Spots, für Blut, inkl. Stabilisator	25	6.272 461
GenSaver™	125	1 Spot, für Blut, inkl. Stabilisator	25	6.272 462
GenSaver™ Color	70	4 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Stabilisator	25	6.272 463
GenSaver™ Color	70	2 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Stabilisator	25	6.272 464
GenSaver™ Color	70	1 Spot, für klare Flüssigkeiten, inkl. Stabilisator	25	6.272 465
GenSaver™ 2.0	125	4 Spots, für Blut, inkl. Lysemittel und Stabilisator	25	6.272 466
GenSaver™ 2.0	125	2 Spots, für Blut, inkl. Lysemittel und Stabilisator	25	6.272 467
GenSaver™ 2.0	125	1 Spot, für Blut, inkl. Lysemittel und Stabilisator	25	6.272 468
GenSaver™ Color 2.0	70	4 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Lysemittel und Stabilisator	25	6.272 469
GenSaver™ Color 2.0	70	2 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Lysemittel und Stabilisator	25	6.272 470
GenSaver™ Color 2.0	70	1 Spot, für klare Flüssigkeiten, inkl. Lysemittel und Stabilisator	25	6.272 471