

LABORHITS

Probenschöpfer DispoDipper LaboPlast® / SteriPlast®

**Probennahme und Transport
in einem Gerät**

Sichere Handhabung



NEW

Eigenschaften

- PP, blau transparent
- Einzeln verpackt und optional gammastrahlensterilisiert (SteriPlast®)
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
- Skalierte Schöpfdose bis 50 ml
- Eintauchtiefe 270 mm

Reinraumgefertigte Schöpfdose zur Probenahme speziell für den Einwegbedarf. Aufgrund des blauen Farbtons auch perfekt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet. Nach der Probenahme kann die Dose flüssigkeitsdicht verschlossen werden. Die Schöpfdose ist passend für 2"-Fassöffnungen und ermöglicht somit eine Probenahme auch aus Fässern, Kanistern und anderen Gebinden.



Der DispoDipper ist komplett in einem Stück gefertigt und ermöglicht die Probenahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät. Auf diese Weise ist eine Cross-Kontamination oder Verunreinigung der Probe nahezu ausgeschlossen. Nach der Probenahme kann der Griff an der Sollbruchstelle von der Probendose abgetrennt werden. Dies ermöglicht einen einfachen und platzsparenden Transport der Proben.

Beschreibung	Inhalt ml	Ø mm	Höhe mm	Gesamtlänge mm	VE	Bestell Nr.
LaboPlast®	50	40	98	417	20	6.290 524
SteriPlast®	50	40	98	417	20	6.290 525