



LABORHITS

NMR-Röhrchen für Ihr Labor



NMR-Röhrchen, 3 und 5 mm, Borosilikat 3.3

Die NMR-Röhrchen haben exakte gleichbleibende Toleranzen für hohe Genauigkeit. Sehr gut geeignet für NMR-Systeme mit automatischem Probenwechsler. Hergestellt aus Boro 3.3 Glas gemäß Anforderungen USP Type I und ASTM E438, Type I, Class A.

- Borosilikat 3.3
 - Economy-Qualität,
 - ein Ende geschlossen, Rand feuerpoliert
 - verwendbar bis 600 MHz
- Kappen bitte separat bestellen

Ø außen mm	Ø innen mm	Wandstärke mm	Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
2,95 ± 0,03	2,36 ± 0,03	0,29	178	50	6.281 792
2,95 ± 0,03	2,36 ± 0,03	0,29	203	50	6.281 793
4,95 ± 0,05	4,19 ± 0,05	0,38	178	100	9.400 310
4,95 ± 0,05	4,19 ± 0,05	0,38	203	100	9.400 311



Kappen für NMR-Röhrchen, 3 und 5 mm

Beschreibung	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.
für 3 mm Röhrchen	rot	50	6.282 148
für 3 mm Röhrchen	grün	50	6.282 149
für 3 mm Röhrchen	gelb	50	6.282 150
für 3 mm Röhrchen	blau	50	6.282 151
für 5 mm Röhrchen	rot	100	9.400 312
für 5 mm Röhrchen	grün	100	9.400 313
für 5 mm Röhrchen	gelb	100	9.400 314
für 5 mm Röhrchen	blau	100	9.400 316



Rack für NMR-Röhrchen, Polypropylen

Gestell für NMR-Röhrchen, mit Tragegriff und zwei Ebenen, stapelbar. Obere Ebene mit Löchern, untere Ebene mit Vertiefungen.

Für 72 Röhrchen mit Durchmesser 3 oder 5 mm.
Abmessungen (L x B x H):
213 x 115 x 222 mm

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.
Rack für NMR-Röhrchen	1	9.301 065