

LABORHITS

VACUU-VIEW und VACUU-VIEW extended

Vakuummessgeräte

Grobvakuummessgerät **VACUU-VIEW** - höchste Präzision im Messbereich von Atmosphärendruck bis 0,1 mbar

Kompakte Bauform mit integrierter Sensorik

Kompatibel zum Anzeigegerät DCP 3000 und Vakuumcontroller CVC 3000



Grob- und Feinvakuummessgerät **VACUU-VIEW extended** mit sehr weitem Messbereich von Atmosphärendruck bis 10^{-3} mbar

Gut ablesbare, beleuchtete Anzeige

Einfache Bedienung durch Menüführung

Chemiebeständig und robust

Spezifikationen	VACUU-VIEW	VACUU-VIEW extended
Messbereich	1100 - 0,1 mbar (hPa)	1100 - 0,001 mbar (hPa)
Messbereich	825 - 0,075 torr	825 - 0,001 torr
Messprinzip	Keramik-Membran-Sensor mit kapazitiver Auslesung	Keramik-Membran-Sensor + keramikummantelter Pirani-Sensor
Messgenauigkeit	±1 mbar (hPa)	±15 % vom angezeigten Wert im Bereich 10 bis 0,01 mbar (hPa) ±3 mbar für >10 mbar (hPa)
Vakuumschlus	KF DN 16 / Schlauchwelle DN 6/10 mm	
Abmessungen (L x B x H)	103 x 62 x 50 mm	
Gewicht	190 g	
Netzanschluss	100 - 230 V, 50/60 Hz (CEE/CH/UK/AUS/CN)	
Bestell Nr.	6.268 865	6.268 864

