

LABORHITS

Labor-Kühlschränke LR Serie Labor-Gefrierschränke LF Serie

LR 100



LF 700



LR 1400



LF 300



Integrierte Datenaufzeichnung

**Direkter Daten-Download
auf USB-Stick**

Bis -30 °C

LABORHITS

Labor-Kühlschränke LR Serie Labor-Gefrierschränke LF Serie

- Außenflächen weiß, Innenraum Edelstahl
- Automatisch schließende Tür
- Luftkühlung, Rollen, abschließbare Tür
- Automatische Abtauung
- Integrierte Datenaufzeichnung
- Integrierter Speicher für 30 Jahre
- Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Anzeige
- 72 Stunden Batteriereserve für Alarm, Datenspeicher und Temperaturanzeige bei Stromausfall
- Anzeige der Umgebungstemperatur
- Direkter Download gespeicherter Daten auf USB-Stick
- Direkter Upload neuer Software über USB-Stick
- 3-stufiger Passwortschutz
- Textanzeige in verschiedenen Sprachen
- Temperaturdiagramm
- Optischer und akustischer Alarm
- Einstellbarer Alarm für Höchst-/Tiefsttemperatur
- Alarm bei Stromausfall, bei Sondenversagen, bei Geräteversagen
- Alarm für offene Tür
- Potentialfreier Alarmkontakt
- Zeigt alle Alarmmeldungen an (Text - keine Codes)
- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor



Typ	Inhalt l	Abmessungen außen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Energieverbrauch kWh (24 h)	Temperatur- bereich °C	VE	Bestell Nr.
LR 100	94	610 x 659 x 790	490 x 440 x 434	2,2	+1 ... +10	1	6.283 370
LR 270-2	2 x 161	520 x 700 x 1997	400 x 575 x 700 (2x)	2 x 2,4	+1 ... +10	1	6.283 371
LR 300	346	520 x 700 x 1997	400 x 575 x 1505	2,4	+1 ... +10	1	7.971 003
LR 500	515	620 x 860 x 1997	500 x 685 x 1505	2,7	+1 ... +10	1	6.283 372
LR 660-2	2 x 288	720 x 860 x 1997	600 x 685 x 700 (2x)	2 x 2,9	+1 ... +10	1	6.283 373
LR 700	618	720 x 860 x 1997	600 x 685 x 1505	2,9	+1 ... +10	1	7.971 100
LR 1400	1361	1440 x 860 x 1997	1320 x 685 x 1505	3,1	+1 ... +10	1	7.971 187
LF 100	94	610 x 659 x 790	490 x 440 x 434	7,2	-30 ... -10	1	6.267 198
LF 300	346	520 x 700 x 1997	400 x 575 x 1505	8,7	-30 ... -10	1	6.283 375
LF 500	515	620 x 860 x 1997	500 x 685 x 1505	8,7	-30 ... -10	1	6.283 376
LF 660-2	2 x 288	720 x 860 x 1997	600 x 685 x 700 (2x)	2 x 9,2	-30 ... -10	1	6.283 377
LF 700	618	720 x 860 x 1997	600 x 685 x 1505	8,9	-30 ... -10	1	6.259 589
LF 1400	1361	1440 x 860 x 1997	1320 x 685 x 1505	15,1	-30 ... -10	1	6.264 456
LR 500 ATEX	515	620 x 860 x 1997	500 x 685 x 1505	2,7	+1 ... +10	1	6.268 762
LR 700 ATEX	618	99 x 84 x 220	600 x 685 x 1505	2,9	+1 ... +10	1	4.657 937
LF 700 ATEX	618	720 x 860 x 1997	600 x 685 x 1505	2,9	-30 ... -10	1	6.270 298
LR 1400 ATEX	1361	1440 x 860 x 1997	1320 x 685 x 1505	15,1	-30 ... -10	1	6.270 712

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.